

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 08.08.2026

Dni za plačilo:

Povpraševanje 26/0264B

ŠEMPETER PRI GORICI, 07.08.2026

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina	EM	Rok dobave	Neto cena	Znesek
1. 977285	RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE, ENDOSKOPE Sekusept Aktiv kat.št. 3050530 Ecolab (kos=1,5kg)	2	KOS	08.08.2026		0,00
2. N012573	RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE, ENDOSKOPE (RIGIDNE, FLEKSIBILNE) nealdehidno, prašek Nealdehidno sredstvo v prašku za čiščenje in razkuževanje kirurških instrumentov, predmetov, endoskopov (rigidnih in fleksibilnih) na osnovi peroksiocetne kisline. Tudi za visoko čistilni in razkuževalni učinek. Ph 2% in Ph 1% delovne raztopine pripravljene z vodo iz pipe pri 20°C: okoli 8,5 +/- 0,5. Delovanje in kontaktni časi skladni z: EN 14561 (1% = 5 minut, umazani pogoji) - baktericid, EN 14562 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - levurocid, EN 14562 (2% = 30 minut, čisti pogoji) – fungicid, EN 14563 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - tuberkulocid, EN 14563 (2% = 15 minut, čisti pogoji) – mikobaktericid, EN17111 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - virucid, EN17111 (2% = 115 minut, čisti pogoji) – virucid, EN 17126 (1% 15- min, čisti pogoji) – sporocid - C. difficile, EN 17126 (2% 30 - min, čisti pogoji) – sporocid. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Aktivna vsebnost 2% raztopina za dejansko uporabo:> 1.000 ppm perocetne kisline. Izdelek mora biti na Vah listi. Skladnost z materiali, ki morajo dokazati kompatibilnost in nekorozivnost (razen medenine in bakra). Podatek proizvajalca: najdaljši čas namakanja inštrumenta v delovni raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila) inštrumenta. Dokazila o toksikološki oceni. Uporabljeno delovno raztopino se lahko izliva v odpadne komunalne vode. Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Varnostni list v slovenskem jeziku. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. CE certifikat. Granulat naj se dobro topi (maksimalno 15 minut), pri čemer se mora razviti aktivna peroksiocetna kislina. Embalaža: vsebnik z maksimalno 1.5 kg granulata, s priloženo dozirno merico/žlico. Primeren za čiščenje in razkuževanje rigidnih in fleksibilnih endoskopov proizvajalca Karl Storz.	3	KG	08.08.2026		0,00

Skupaj : EUR

IZ PONUDBE NAJ BO RAZVIDEN % TER VREDNOST POPUSTA!

CENE naj bodo BREZ DDV-ja!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

Cena brez DDV z navedbo stopnje DDV-ja!

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@sbng.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 10.08.2026 do 12:00
- Navedba količine na zalogi - dobavni rok
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

META ČERMELJ, mag.farm.