

Bilirubinmeter-neinvazivni

Spodaj navedena oprema mora ustrezati ustreznim
zahtevami CE kot tudi z ustreznimi predpisi in zahtevami

Sonda za večkratno uporabo

Funkcija povprečenja

Vir svetlobe s ksenonsko svetilko

Vgrajen pregledovalnik(checker) svetlobnega vira

Podstavek za polnilnik, ki omogoča varno shranjevanje

Uporabniška kalibracija NI potrebna

Svetilka pripravljenosti - sveti zelena LED dioda

Majhna teža, največ 205 g (vključno z baterijo Ni-MH)

Merilne enote, ki jih izbere uporabnik - mg/dL ali $\mu\text{mol/L}$

Zmogljivost baterije vsaj 250 meritev, ko je popolnoma napolnjena

Natančnost (σ) največ $\pm 1,5 \text{ mg/dl}$ ali $\pm 25,5 \mu\text{mol/L}$

Najmanjše merilno območje ne sme biti manjše od 0,0-20,0 mg/dl ali 0-340 $\mu\text{mol/L}$

3-stopenjski postopek merjenja

Primeren za dojenčke z gestacijsko starostjo 24 tednov ali več

Stikalo za vklop in izklop

Zaklepanje zaslona

Vgrajen testni program za preverjanje delovanja bistvenih sestavnih delov

Zaščitni razred CLASS I, tip BF

EN 60601-1 Medical Electrical Equipment

EN 60601-1-2 Collateral Standard

UL 60601-1 and CAN/CSA C22.2 No. 601.1.